

## Auftragsformular Atelier IdO-Hörsysteme

### Absender/Kundennummer

### Technische Beratung Audio Service

### Ansprechpartner/Akustiker

Frau Herr

Rückruf erwünscht

Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

### Angaben zum Kunden

Kommission

Ohrmulde/Gehörgang

Druckgefährdet/verknorpelt

Weich/nachgiebig

### Audiogramm

Bitte generell angeben und komplettes Audiogramm beifügen

Frequenz in Hz	250	500	1000	2000	3000	4000
HV in dB rechts						
HV in dB links						

First Fit Programmierung ( Erstversorgung)

### Modell/Typ

### Bauform

### Pflichtangaben

Seite	Typ	Batterie	Bauart	Verstärkung (dB)	DIC	Mini-CIC	CIC	Kleiner Gehörgang	Gehörgang	Halbconcha	Concha kleine Cymba große Cymba
R L	Tech Level 16	10	Icon Precise	—							
R L			Icon								
R L			Sina								
R L		312	Vega		—						
R L			Ida		—						
R L			Ida BT		—						

= Standard  
 = abweichend

### Vent in mm

### Pflichtangaben

	EquiVent (AEV)	YO-Vent (Bitte Größe für Ventbohrung angeben)			D-Vent (ab 1,6 mm)		Runder Vent	
	Ohne	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	Max
Rechts								
Links								

ComforVent (AOV) Audiogramm ist zwingend erforderlich!

### Gehörgangslänge



Lang (Standard bei Icon, Sina)  
 Mittel (Standard bei Vega, Ida)  
 Kurz

Maximal verwendbare Länge

Optionen siehe Beiblatt. Bei nicht ausgefüllten Optionen wird die Standardausführung geliefert.

### Farben

01

Schale\* Faceplate

### Oberfläche

02

Beschichtung

### Zusätzliche Schalenoptionen

Wachsen	Standard	Option:	x 0,5	x 1	x 2
Ventstufe	Gehörgangsende konisch	Zugfaden			
Zusatzlaserung					

### Sonderwünsche

### Technische Optionen/Ausstattung

03

Wireless (außer Icon Precise & 71 dB, Bauform wird größer)

Datum

Unterschrift

### Erläuterungen zum Auftragsformular für Atelier IdO-Hörsysteme



#### 01

#### Optionen für Farben

Schalen	Typ							
	Icon G5 Precise	Icon G5	Icon G4 ohne Taster	Icon G4 mit Taster	Sina G5/G4	Vega G4	Ida G4	Ida BT G5
Black Carbon-Look*								
Golden Carbon-Look*								
Fire 'n Flame-Look <sup>1)</sup> *								
Fire 'n Flame-Look transparent <sup>1)</sup> *								
Olivenholz*								
Vergoldung <sup>2)</sup> *								
Weiß (WH)								
Schwarz (BK)								
Skin (CD)								
Braun (BN)								
Rot (RD)								
Blau (BL)								
Transparent (CL)								
Orange (CO)								
Zitrus (CY)								
Smaragd (CG)								
Purpur (CV)								
<b>Faceplate</b>								
Beige (BG)								
Braun (BN)								
Mokka (MC)								
Dunkelbraun (DB)								
Skin (SK)								
Beauty (BF)								

Standard

Bei bunten Schalen wird fertigungsbedingt die Beauty-Faceplate verwendet



## 02

### Optionen für Beschichtungen und Oberflächen

Beschichtungen	Typ						
	Icon G5 Precise	Icon G5	Icon G4	Sina G5/G4	Vega G4	Ida G4	Ida BT G5
ComforClean	○	○	○	○	○	○	○
ComforMed	●	●	●	●	●	●	●
Vergoldung <sup>2)</sup>	–	○	○	○	○	○	–
Verglasung	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vent-Optionen<sup>3)</sup></b>							
EquiVent	○	○	○	○	○	○	○
YO-Vent	○	○	○	○	○	○	○
D-Vent	●	●	●	●	●	●	●
Runder Vent	○	○	○	○	○	○	○
ComforVent	○	○	○	○	○	○	○

## 03

### Technische Optionen/Ausstattung

Ausstattungs- optionen	Typ						
	Icon G5 Precise	Icon G5	Icon G4	Sina G5/G4	Vega G4	Ida G4	Ida BT G5
Bedienelemente	–	–	Taster (als Option nur für CIC)	Taster	Taster	Wippschalter	Taster
Lautstärke- regelung	Option <sup>4)</sup>					Standard	Option
Smart Key	Option						
Wireless	–	Option (nur CIC)		Option (nicht bei 71 dB)			Standard

### Erläuterungen

- Serienausstattung
- Optional möglich
- Nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Fire 'n Flame-Look wird standardmäßig auf einer weißen Schale aufgebracht. Bei transparenter Schale lässt die Oberfläche Blick auf die Elektronik zu.

<sup>2)</sup> Vergoldung nicht möglich bei IdOs mit Wireless-Funktionalität.

<sup>3)</sup> Für Sonderbauten bitte Rücksprache mit technischem Kundenservice

<sup>4)</sup> Bei Icons ohne Taster per Smart Key oder Audio Service App.

\* Beschichtung darf nicht beschädigt werden durch z.B. manuelles Bearbeiten.

Microsafe: Mikrofonfilter serienmäßig bei allen semimodularen IdOs.  
Batteriehaltemagnet und Wechselstift: serienmäßig bei Vega und Ida.

Batterie-Verlierschutz und Wechselstift: serienmäßig bei Icon.  
Zugfaden: serienmäßig bei Icon, Sina, Vega und optional bei Ida.

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.  
Optionen können kostenpflichtig sein.

Veredelte Schalen dürfen nicht geätzt werden.