A black and white artistic photograph of a woman's face and neck in profile, facing right. Her eyes are closed, and her hand is gently touching her cheek. The lighting is dramatic, highlighting the contours of her face and neck against a dark background. The word "Atelier" is written in a yellow, cursive font across the middle of the image.

Atelier

EXZELLENT
HÖREN.
MASSARBEIT
FÜHLEN.
PERSÖNLICHKEIT
ZEIGEN.

**Atelier Hörsysteme
von Audio Service.**

Kleine Technikwunder auf höchstem Niveau, die Ihnen ein großes Stück Lebensqualität zurückgeben: Atelier Im-Ohr-Hörsysteme sind nicht nur Meisterwerke in Sachen Klangqualität, sondern bieten Ihnen auch einen hohen Grad an Komfort und Individualität. Für ein Tragegefühl der Extraklasse werden Atelier Hörsysteme perfekt auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmt. Edle, außergewöhnliche Materialien, eine vielfältige Farbpalette und diverse Ausstattungsdetails machen Ihr Atelier Im-Ohr-Hörsystem zu einem exklusiven, ganz persönlichen Begleiter – selbstverständlich inklusive der neuesten technischen Innovationen!




HAND GEMACHT

So entstehen
Im-Ohr-Hörsysteme
in Perfektion.



Ingenieurskunst und präzises Handwerk.

Alle Atelier Im-Ohr-Hörsysteme werden in Handarbeit gefertigt. Auf Basis ausgereifter Ingenieurskunst erschaffen unsere Mitarbeiter kleine, technisch meisterhafte Kunstwerke. In den individuell gefertigten Schalen der Hörsysteme positionieren sie alle technischen Komponenten auf engstem Raum. Das erfordert nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch jahrelange Expertise. In unseren Manufakturen arbeiten deshalb ausschließlich Kolleginnen und Kollegen, die ihr Handwerk über einen langen Zeitraum perfektioniert haben.



EXKLUSIVE MATERIALIEN

Weil
Hören wertvoll ist.



Atelier + OLIVENHOLZ

Wie die Windungen der Ohrmuschel ziehen sich marmorierte Maserungen durch das edle und besonders beständige Holz des Olivenbaums. In sonnigen, mediterranen Hainen langsam herangewachsen, sorgt dieses natürliche Material mit seinen warmen Farbtönen in Ihrem Ohr für höchsten Tragekomfort. Gönnen Sie sich diese direkte, fühlbare Verbindung zur Natur!


unique
natürlich
wertig

OLIVENHOLZ

Icon + OLIVENHOLZ

Jedes Icon Olivenholz Hörsystem erzählt mit seiner individuellen Schale eine einmalige Geschichte. Farbe und Maserung sind unverwechselbar und machen Ihr Icon Olivenholz Hörsystem zu einem echten Unikat. Natürlichen Klang zu erleben, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung und mit der einzigartigen Optik erhalten Sie ein echtes Schmuckstück für Ihre Ohren.





/
**rein
 präzise
 edel**
 /


RHODIUM

Icon + RHODIUM

Je kleiner die individuell angepassten Schalen der Hörsysteme, desto leistungsfähiger muss das Material sein, aus dem sie hergestellt werden. Rhodium ist sehr hart und langlebig – beste Voraussetzungen für unsere Icon Hörsysteme!

Atelier + RHODIUM

Rhodium zählt zu den teuersten und seltensten Elementen innerhalb der Gruppe der Platin-Metalle. Rhodium ist viel härter als andere Edelmetalle und hiermit beschichtete Oberflächen sind somit sehr langlebig und unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Brillengestelle, Schmuck und Uhren – und auch Ihre Hörsysteme – erhalten so eine dauerhafte Veredelung. So wertvoll wie Rhodium, so wertvoll ist gutes Hören für Sie und Ihr Leben. Ihre individuell gefertigten Hörsysteme mit rhodinierten Schalen werden Sie jeden Tag daran erinnern!



Atelier + CARBON-LOOK

Unsere Im-Ohr-Hörsysteme sind Meisterwerke der Ingenieurskunst. Mit dem Carbon-Look haben wir den Hörsystemen ein Äußeres gegeben, das ihrem inneren Charakter perfekt entspricht. Der sportliche Carbon-Look zeigt die charakteristische Oberflächenstruktur, die auch das Material Carbon kennzeichnet. Der Werkstoff Carbon hat die Ingenieurskunst revolutioniert, indem er z.B. bei Sportwagen eine besonders leichte Bauweise ermöglicht. Ob beim Sport oder im Alltag: Atelier Im-Ohr-Hörsysteme machen Ihr Leben leichter. Was könnte da besser passen als ein Look, der an Carbon erinnert?



Icon + CARBON-LOOK

Unsere Icon Hörsysteme sind besonders klein gebaut. Das erfordert bei der Herstellung äußerste Disziplin. Zeigen Sie sich sportlich und sorgen Sie für gutes Hören: mit individuell angepassten Hörsystemen im Carbon-Look.

CARBON-LOOK



/
**sportlich
 leicht
 dynamisch**
 /

INNOVATIVE BAUWEISE

Besonders kleine und unauffällige
Hörssysteme – dank präziser Ingenieurs-
und Handwerkskunst.



Icon

Unsere Icon Produkte schaffen eine einzigartige Verbindung aus moderner Technik und größtmöglicher Unauffälligkeit. Sie überzeugen durch ihre Kleinheit und ihre Vielfaltigkeit.

Icon Precise

Unser kleinstes Hörsystem: Dank einem innovativen, verkleinerten Mikrofon in Kombination mit einem noch dünneren Schalenmaterial ist das Icon Precise unsere kosmetisch unauffälligste Lösung. Mit kleinstmöglichen Abmessungen und neuester Technik ist es im Ohr beinahe unsichtbar und liefert Ihnen ein unvergleichliches Klangerlebnis.



Sina

Das kleine IdO-Modell Sina mit integriertem Taster ist besonders beliebt. Dank ihrer innovativen Technik sorgen Sina Hörsysteme für ein angenehmes Klangerlebnis mit großem Hörkomfort – auch bei fortgeschrittenen Hörverlusten.



Vega

Das leistungsstarke Vega Hörsystem mit frei programmierbarem Taster besticht durch seine hohe Variabilität. So kann es perfekt an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.



Ida

Das vielseitige Ida mit Wipptaster und Multimikrofontechnik ist für nahezu jeden Hörverlust einsetzbar und verfügt über viele komfortable Funktionen.



Ida BT

Exzellenter Klang mit moderner Multimedia-Anbindung: Als erstes Audio Service Im-Ohr-Hörsystem bietet das Ida BT auch die Möglichkeit, Daten direkt über Bluetooth® auf Ihre Hörsysteme zu übertragen – ohne weitere Zwischengeräte und ohne Qualitätsverluste. So wird Ihr Hörsystem zur universell vernetzten Kommunikationszentrale in Ihrem Ohr.


Unsere Modellvielfalt bietet Ihnen die besten Voraussetzungen, um ein Hörsystem zu finden, das Ihren Höralltag optimal unterstützt. Aus der vielfältigen Produktpalette wählt Ihr Hörakustiker mit Ihnen die perfekte Hörlösung aus.

vielfältig
leistungsstark
innovativ

LEISTUNGS-
STARKE
TECHNIK

Mit ihrem Plus an Funktionen bieten
unsere Hörsysteme modernste Möglichkeiten –
für höchste Ansprüche.

SMART. INTELLIGENT. UND GENAU IHR STIL. SIE WÄHLEN AUSSTATTUNG UND ——— ZUBEHÖR.



Smart Connect

Einfachste Bedienung per Knopfdruck: Die komfortable Smart Connect ermöglicht eine drahtlose Verbindung Ihrer Hörsysteme mit vielen Kommunikationsmedien. Musik hören, fernsehen oder telefonieren – alles ist möglich. Die Bedienung erfolgt einfach und komfortabel über den Multifunktionsknopf der Smart Connect.

Akzente setzen

So individuell wie Ihr Lebensgefühl: Setzen Sie Akzente – und wählen Sie die Farbe Ihrer Hörsysteme individuell. Wir bieten Ihnen eine facettenreiche Farbpalette, anhand derer Sie Ihre Atelier Im-Ohr-Hörsysteme optimal an Ihren Stil anpassen können. Über die Farbpalette hinaus bieten die wählbaren Beschichtungen mit Gold und Rhodium sowie die exklusive Olivenholz-Schale besondere Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre individuellen Hörsysteme.



Smart Key

Überzeugt durch ihre Handlichkeit: Mit der praktischen Fernbedienung Smart Key steuern Sie Ihre Hörsysteme über hochfrequente Töne. Dadurch lassen sich Programme und Lautstärke unkompliziert einstellen. Eine Tastensperre verhindert das unabsichtliche Drücken der Tasten und eine Status-LED informiert Sie darüber, ob die Fernbedienung aktiv ist.



Smart Remote

Formschön und funktional: Die effektive Smart Remote Fernbedienung ermöglicht standardmäßig den Wechsel der Hörprogramme, das Einstellen der Lautstärke sowie das Ein- und Ausschalten der Hörsysteme und verfügt über eine Alarmfunktion. Weitere Funktionen können aktiviert werden, z.B. das Einstellen des Klangs und eine Service-Erinnerung.

Natürlich können Sie Ihre Hörsysteme ganz bequem auch per App bedienen. Mehr erfahren Sie hier:




Smart Mic

Direktes Audio-Streaming von praktisch jedem bluetoothfähigen Android-Smartphone: Das neue Smart Mic ermöglicht freihändige Telefonate, ohne dass Sie Ihr Smartphone in die Hand nehmen müssen. In herausfordernden Hörsituationen kann es einfach als Konferenz-Mikrofon genutzt werden.

ATELIER PLUS

Der Premiumservice für
noch mehr Exklusivität und
höchsten Komfort.



Mehr als ein Hörsystem.

Edle Farbvarianten, Beschichtungen und Veredelungen sowie auf Wunsch Ihre eingravierten Initialien machen aus Ihren Hörsystemen ganz persönliche Meisterwerke. Ihr Hörsystem samt Zubehör und Reinigungs-Set erhalten Sie in einer hochwertigen Schatulle. Das Serviceheft mit garantierter Rundum-sorglos-Betreuung erinnert Sie an die regelmäßigen kostenfreien Serviceleistungen. Hierzu zählen z.B. Reinigung und Filterwechsel, Überprüfung der Hörsystemeinstellungen und eine allgemeine Funktionskontrolle. Egal, welches Hörsystem Sie wählen: Sie profitieren dabei in jedem Fall von der Exklusivgarantie und der umfangreichen Komfortausstattung der Atelier Hörsysteme.

ATELIER-EXKLUSIVLEISTUNGEN:

- / Exklusivgarantie für Ihre Hörsysteme
- / umfangreiche Komfortausstattung
- / außergewöhnliche Beschichtungen und Veredelungen
- / auf Wunsch Gravur von Initialen auf den Hörsystemen
- / viele edle Farbvarianten
- / persönliches Qualitätszertifikat
- / Atelier Serviceheft
- / Rundum-sorglos-Betreuung

*persönlich
exklusiv
individuell*



AUS
ERFAHRENE
HÄNDEN.
NACH IHREN
WÜNSCHEN
GEFERTIGT.
IHR ATELIER
— *MEISTER-*
WERK.

AS AUDIO-SERVICE GmbH
Alter Postweg 190
32584 Löhne – Germany

Fon +49 5732 6878-4800
Fax +49 5732 6878-4890
info@audioservice.com

www.audioservice.com
 facebook.com/AudioServiceGermany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die AS AUDIO-SERVICE GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc.