

TECHNISCHE INFO ATELIER IM-OHR-HÖRSYSTEME

Stand November 2020



EXKLUSIVE ATELIER- HÖRSYSTEME. *TECHNIK, AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR.*

Inhalt

4-5 Technikausstattung

6 Zubehör und App

7 Materialien, Designs und Farben



	G5			
	Icon 16 G5 Precise	Icon 16 G5	Sina 16 G5	Ida BT 16 G5
Technikausstattung				
Signalverarbeitungskanäle	48	48	48	48
Frequenzkanäle	20	20	20	20
AGC-Kanäle	20	20	20	20
MPO-Kanäle	20	20	20	20
Hörprogramme	6	6	6	6
– MusicSelect	3	3	3	3
– EchoClear / Enthüllung	●	●	●	●
– 2earPhone	–	○ ¹⁾	○ ¹⁾	●
Data Logging	●	●	●	●
Wireless optional				
– AudioLink	–	●	●	●
– Binaurale Synchronisation	–	●	●	●
– Wireless Audio Streaming	–	–	–	○
– CROS / BiCROS (CROS-Gerät benötigt)	–	○	○	○
Automatikfunktionen				
Comfort365	●	●	●	●
Intelligente Acclimatic	●	●	●	●
Acclimatic	–	–	–	–
Comformatic	●	●	●	●
Signalverarbeitung				
Anti-Feedback-System	●	●	●	●
Störschallmanager				
– Adaptive Störschallreduzierung	●	●	●	●
– Wiener Filter	●	●	●	●
– Adaptive Windgeräuschreduzierung binaural (bei Option Wireless)	–	–	–	●
– Adaptive Geräuschreduzierung	●	●	●	–
– Impulsunterdrücker	●	●	●	●
– Situationsautomatik	●	●	●	●
– MotionSense	–	–	–	–
– Selectronic	–	–	–	●
AudioTronic 1 Mic				
– Automatisch	–	●	●	–
– Adaptiv	–	●	●	–
AudioTronic Multimikrofonsystem				
– Direktional statisch	–	–	–	●
– Automatisch	–	–	–	●
– Adaptiv	–	–	–	●
– AudioFocus 360	–	–	–	●
– SpatialSpot	–	–	–	●
– AudioSpot	–	–	–	–
Frequenz- und Dynamikkonzept				
– Erweiterte Eingangsdynamik	●	●	●	●
– TRC S	●	●	●	●
– Selektive Frequenzkompression	●	●	●	●
– HiFi-Funktionalität	●	●	●	●
– Umgebungsabhängige Lautstärkeanpassung (nur in Betriebsart Wireless Audio Streaming)	–	–	–	●
Programmierbare Tinnitus-Funktion	●	●	●	●
– Unterstützung der Tinnitus-Notch-Therapie	●	●	●	●

● Serienausstattung ○ optional möglich ¹⁾ bei optionalem Wireless

	G4				
	Icon 16 G4 DIC	Icon 16 G4 Mini-CIC	Sina 16 G4	Vega 16 G4	Ida 16 G4
	40	40	40	40	40
	20	20	20	20	20
	20	20	20	20	20
	20	20	20	20	20
	6	6	6	6	6
	3	3	3	3	3
	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	●
	●	●	●	●	●
	–	●	●	●	●
	–	●	●	●	●
	–	○	○	○	○
	–	○	○	○	○
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	●
	●	●	●	●	–
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	●
	–	●	●	●	–
	–	●	●	●	–
	–	–	–	–	●
	–	–	–	–	●
	–	–	–	–	●
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	–	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	–	–	–	–	–



Innovative Bauweise,
kombiniert mit leistungs-
starker Technik.

Zubehör und Apps



Smart Mic

- › Für Ida BT 16 G5
- › Direct Streaming von Android Smartphones
- › Als Konferenzmikrofon einsetzbar



Smart Remote

- › Für Hörsysteme mit Wireless-Technologie
- › Funktionale Fernbedienung der Hörsysteme
- › Mit Standardfunktionen vorprogrammiert



Smart Key

- › Für alle Hörsysteme
- › Kleine und handliche Fernbedienung
- › Steuerung über hochfrequente Töne
- › Einfaches Einstellen von Standard-funktionen



Smart Transmitter 2,4

- › Der *Bluetooth*®-Sender für Audioquellen, die nicht bluetoothfähig sind
- › Für Hörsysteme mit Wireless-Technologie
- › Bei Ida BT 16 G5: Smart Transmitter 2,4 verbindet Audioquellen ohne *Bluetooth*®-Funktion direkt mit den Hörsystemen



Smart Connect

- › Für G4-Hörsysteme mit Wireless-Technologie
- › Für die drahtlose Verbindung mit vielen Kommunikationsmedien
- › Audioeingang
- › Auch als Freisprecheinrichtung nutzbar



Audio Service App

- › Mit der App können folgende Einstellungen der Hörsysteme ohne weiteres Zubehör geändert werden: Hörprogramm, Lautstärke und Klang
- › Die App bietet für das bluetoothfähige Ida BT zusätzliche Optionen: Anrufe entgegennehmen, Musik streamen und vieles mehr
- › Bei einem Android Smartphone benötigt man zum Streamen das Smart Mic als Zubehör



Zubehör	G5				G4				
	Icon 16 G5 Precise	Icon 16 G5	Sina 16 G5	Ida BT 16 G5	Icon 16 G4 DIC	Icon 16 G4 Mini-CIC	Sina 16 G4	Vega 16 G4	Ida 16 G4
Smart Mic*	-	-	-	o	-	-	-	-	-
Smart Transmitter 2,4/Smart Transmitter*	-	-	-	o	-	o	o	o	o
Audiostreamer Smart Connect*	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Fernbedienung Smart Remote*	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Fernbedienung Smart Key	o	o	o	o	o	o	o	o	o
CROS Gerät (CROS RIC G4, G5, CROS quiX G5)*	-	o	o	o	-	o	o	o	o
App									
Audio Service App	o	o	o	o	o	o	o	o	o

* Wireless erforderlich ● Serienausstattung o optional möglich

Materialien, Designs und Farben

Exklusive Materialien und Designs unterstreichen die Wertigkeit, Einzigartigkeit und Präzision der Atelier Im-Ohr-Hörsysteme.




Black Carbon-Look



Golden Carbon-Look



Fire 'n Flame-Look




Olivenholz ¹⁾



Vergoldung

Die umfangreiche Farb- und Designpalette der Im-Ohr-Schalen bietet farbliche Akzente für mehr Individualität.



			Veredelung				Farben/Designs Schale											Farben Faceplate					Vents						
			ComforClean	ComforMed	Vergoldung ²⁾	Verglasung/ 2K-Beschichtung (Holz)	Black Carbon-Look	Golden Carbon-Look	Fire 'n Flame-Look	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Schlauchvent	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent ³⁾
G5	Icon Precise	C.D.S.	○	●	○	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	○	-	○	●	○	
	Icon	C.D.S.	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	●	-	○	-	○	●	○	
	Olivenholz	-	-	-	● ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	-	○	●	-	-	-	
	Sina	C.D.S.i	○	●	○	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	○	●	○	
		C.D.S.	○	●	○	○	-	-	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○	-	●	-	○	-	-	-	-	○	●	○
Ida BT	C.D.S.	○	●	-	○	-	-	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	●	○	-	○	-	○	●	○	
G4	Icon	C.D.S.	○	●	○	○	-	-	-	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	-	○	●	-	○	-	○	●	○	
	Icon mit Taster	C.D.S.	○	●	○	○	-	-	-	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	●	○	-	-	○	●	○	
	Sina	C.D.S.i	○	●	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	○	●	○	
		C.D.S.	○	●	○	○	-	-	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○	-	●	-	-	-	-	-	-	○	●	○
	Vega	C.D.S.i	○	●	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	○	●	○
		C.D.S.	○	●	○	○	-	-	-	●	○	-	○	○	○	○	○	○	-	●	-	-	-	-	-	-	○	●	○
	Ida	C.D.S.i	○	●	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	○	●	○
		C.D.S.	○	●	○	○	-	-	-	●	○	-	○	○	○	○	○	○	-	●	-	-	-	-	-	-	○	●	○

● Standard o optional möglich ¹⁾ 2K-Beschichtung darf nicht beschädigt werden durch z.B. manuelles Bearbeiten. ²⁾ nicht möglich bei Wireless
³⁾ Für Sonderbauformen bitte Rücksprache mit technischem Kundenservice

AS AUDIO-SERVICE GmbH
Alter Postweg 190
32584 Löhne – Germany

Fon +49 5732 6878-4800
Fax +49 5732 6878-4890
info@audioservice.com

www.audioservice.com
 facebook.com/AudioServiceGermany
 instagram.com/AudioServiceGermany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc.
Jegliche Verwendung dieser Marken durch die AS AUDIO-SERVICE GmbH unterliegt einer Lizenzvereinbarung.
Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc