

## Auftragsformular Atelier IdO-Hörsysteme

### Absender/Kundennummer

\_\_\_\_\_

### Angaben zum Kunden

#### Kommission

\_\_\_\_\_

#### Ohrmulde/Gehörgang

- Druckgefährdet/verknorpelt  
 Weich/nachgiebig

### Ansprechpartner/Hörakustiker

Frau  Herr

Rückruf erwünscht

Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

### Audiogramm

Bitte generell angeben und komplettes Audiogramm beifügen

Frequenz in Hz                      250    500    1000    2000    3000    4000

HV in dB rechts                      \_\_\_\_\_

HV in dB links                        \_\_\_\_\_

(  Erstversorgung )

### Modell/Typ

### 1 Pflichtangaben

Typ	Seite	Tech Level	Batterie	Verstärkung (dB)	Poti / VC	Taster separat	Taster integ.	T-Spule	Wireless	Direktional	Bluetooth	DIC	Mini-CIC	CIC	Kleiner Gehörgang	Gehörgang	Halbconcha	Concha kleine Cymba	Concha große Cymba	
Icon Precise	R L	16	10	50	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Icon	R L	16		50	55	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilea	R L	16	312	50	55	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ida BT	R L	16		-	55	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Optionen, die nicht angekreuzt sind, werden nicht gebaut.  
 = Standard       = Optional       = nicht erhältlich

### Vent in mm

### Pflichtangaben

EquiVent (AEV)     YO-Vent<sup>1)</sup>     D-Vent (ab 1,6 mm)     Runder Vent

	Ohne	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	Max
Rechts								
Links								

ComforVent (AOV) Audiogramm ist zwingend erforderlich!

### Oberfläche

3

Standard: ComforMed     andere Beschichtung \_\_\_\_\_

### Zusätzliche Schalenoptionen

Wachsen:                       Standard                      Option:  x 0,5     x 1     x 2

Ventstufe     Gehörgangsende konisch     Zugfaden

Zusatzlaserung \_\_\_\_\_

### Sonderwünsche

\_\_\_\_\_


### Farben

2

Schale \_\_\_\_\_

Faceplate \_\_\_\_\_

### Gehörgangslänge



Lang (Standard bei Icon)

Mittel (Standard bei Ilea, Ida)

Kurz

\_\_\_\_\_

Maximal nutzbare Länge

### Garantieverlängerung

(zur Standardgarantie für IdO-Hörsysteme)


+ 12 Monate

+ 24 Monate

+ 36 Monate

+ 48 Monate

## Erläuterungen zum Auftragsformular für Atelier IdO-Hörsysteme




### Optionen für Farben

01

Schalen	Typ					
	Icon G5 Precise	Icon G5	Icon G5 mit Taster	Ilea G5 1 Mic	Ilea G5 2 Mic	Ida BT G5
Black Carbon-Look*						
Golden Carbon-Look*						
Fire 'n Flame-Look <sup>1)</sup> *						
Fire 'n Flame-Look transparent <sup>1)</sup> *						
Olivenholz*						
Vergoldung <sup>2)</sup> *						
Weiß (WH)						
Schwarz (BK)						
Tan (TN)						
Braun (BN)						
Rot (RD)						
Blau (BL)						
Transparent (CL)						
Orange (CO)						
Zitrus (CY)						
Smaragd (CG)						
Purpur (CV)						
<b>Faceplate</b>						
Beige (BG)						
Tan (TN)						
Mokka (MC)						
Braun (BN)						
Dunkelbraun (DB)						
Schwarz (BLK)						

Standard



## 02

### Optionen für Beschichtungen und Oberflächen

Beschichtungen	Typ			
	Icon G5 Precise	Icon G5	Ilea G5	Ida BT G5
ComforClean	○	○	○	○
ComforMed	●	●	●	●
Vergoldung <sup>2)</sup>	–	○	○	–
Verglasung	○	○	○	○
<b>Vent-Optionen<sup>3)</sup></b>				
EquiVent	○	○	○	○
YO-Vent	○	○	○	○
D-Vent	●	●	●	●
Runder Vent	○	○	○	○
ComforVent	○	○	○	○

## 03

Typ	Mikrofon	Bedienoptionen		Zubehör		Konnektivität	
		Bedienelemente	Lautstärkeregelung	Smart Key	Wireless-funktionalität	Telefonspule	Bluetooth
Icon Precise	1	–	Optional <sup>4)</sup>	Optional	Standard	–	–
Icon	1	Optional: Taster			Optional	–	–
Ilea	1 - 2	Optional: Taster, Poti	Optional		Optional	Optional	–
Ida BT	2	Standard: Taster			Standard	–	Standard

### Erläuterungen

- Serienausstattung
- Optional möglich
- Nicht lieferbar

<sup>1)</sup> Fire 'n Flame-Look wird standardmäßig auf einer weißen Schale aufgebracht.

Bei transparenter Schale lässt die Oberfläche Blick auf die Elektronik zu.

<sup>2)</sup> Vergoldung nicht möglich bei IdOs mit Wireless-Funktionalität.

<sup>3)</sup> Für Sonderbauten bitte Rücksprache mit technischem Kundenservice.

<sup>4)</sup> Bei Icons ohne Taster per Smart Key oder Audio Service App.

\* Beschichtung darf nicht beschädigt werden durch z.B. manuelles Bearbeiten.

Microsafe: Mikrofonfilter serienmäßig bei Ida Bt und Icon mit integriertem Taster.

Batterie-Verlierschutz und Wechselstift: serienmäßig bei Icon.

Zugfaden: serienmäßig bei Icon und Ilea, optional bei Ida BT.

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.

Optionen können kostenpflichtig sein.

Veredelte Schalen dürfen nicht geätzt werden.