

Auftragsformular Atelier IdO-Hörsysteme

Absender/Kundennummer

Angaben zum Kunden

Kommission

Ohrmulde/Gehörgang

- Druckgefährdet/verknorpelt
 Weich/nachgiebig

Ansprechpartner/Hörakustiker

Frau Herr

Rückruf erwünscht

Tel.-Nr. _____

Audiogramm

Bitte generell angeben und komplettes Audiogramm beifügen

Frequenz in Hz 250 500 1000 2000 3000 4000

HV in dB rechts _____

HV in dB links _____

(Erstversorgung)

Modell/Typ

1 Pflichtangaben

Typ	Seite	Tech Level	Batterie	Verstärkung (dB)	Poti / VC	Taster separat	Taster integ.	T-Spule	Wireless	Direktional	Bluetooth	DIC	Mini-CIC	CIC	Kleiner Gehörgang	Gehörgang	Halbconcha	Concha kleine Cymba	Concha große Cymba	
Icon Precise	R L	tune	10	50 -	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
Icon	R L	tune		50 55 65	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
Ilea	R L	tune	312	50 55 65	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
Ida BT	R L	tune		- 55 65	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨

Optionen, die nicht angekreuzt sind, werden nicht gebaut.
 = Standard = Optional = nicht erhältlich

Vent in mm

Pflichtangaben

EquiVent (AEV) YO-Vent¹⁾ D-Vent (ab 1,6 mm) Runder Vent

	Ohne	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	Max
Rechts								
Links								

ComforVent (AOV) Audiogramm ist zwingend erforderlich!

Oberfläche

3

Standard: ComforMed andere Beschichtung _____

Zusätzliche Schalenoptionen

Wachsen: Standard Option: x 0,5 x 1 x 2

Ventstufe Gehörgangsende konisch Zugfaden

Zusatzlaserung _____

Sonderwünsche

Farben

2

Schale _____

Faceplate _____

Gehörgangslänge



Lang (Standard bei Icon)

Mittel (Standard bei Ilea, Ida)

Kurz

Maximal nutzbare Länge

Garantieerlängerung

(zur Standardgarantie für IdO-Hörsysteme)

+ 12 Monate

+ 24 Monate

+ 36 Monate

+ 48 Monate



01

Optionen für Modell / Typ und Bauformen

Tech Level	Typ	Bauform			
		Verstärkung in dB	Standard	Option	
G5	16 - 4	Icon Precise	50	DIC	Mini-CIC
		Icon	50 55 65	Mini-CIC	CIC
		Ilea	50 55 65	Gehörgangsgesetz	Gehörgangsgesetz / Halbconcha
		Ida BT	55 65	Gehörgangsgesetz / Halbconcha	Halbconcha / Concha
G4	3	Icon	50 55 65	Mini-CIC	CIC
		Ilea	50 55	Gehörgangsgesetz	Gehörgangsgesetz / Halbconcha


Optionen der technischen Ausstattung

Tech Level	Typ	Mikrofon	Bedienoptionen		Zubehör		Konnektivität				
			Bedienelemente	Lautstärke- regelung	Smart Key	Wireless- funktionalität	Telefonspule	Bluetooth			
G5	16 - 4	Icon Precise	1	-	Optional ⁴⁾	Optional	-	-			
		Icon	1	Optional: Taster					Optional	-	-
		Ilea	1-2	Optional: Taster, Poti					Optional	Optional	-
		Ida BT	2	Standard: Taster					Standard	-	Standard
G4	3	Icon	1	Optional: Taster	Optional ⁴⁾	Optional	-	-			
		Ilea	1	Optional: Taster, Poti	Optional				-	-	


02

Optionen für Farben

Farben Schale



Farben Faceplate



02 03

Optionen für Farben, Oberflächen und Beschichtung der Hörsysteme

Tech Level	Typ	Fertigungsprozess	Beschich- tung	Farben										Faceplate			Vents						
			ComforClean ComforMed ²⁾ Vergoldung ¹⁾ Verglasung	Schale	Beige (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Beige (BG)	Tan (TN)	Mokka (MC)	Braun (BN)	Dunkelbraun (DB)	Schwarz (BLK)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent ³⁾
G5	16 - 4	Icon Precise	● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Icon	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Ilea	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G4	3	Ida BT	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		Icon	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G4	3	Ilea	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Ilea	● ● ● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Erläuterungen zum Auftragsformular Atelier IdO-Hörsysteme

Erläuterungen

- Serienausstattung
 - Optional möglich
 - Nicht lieferbar
- ¹⁾ Vergoldung nicht möglich bei IdOs mit Wireless-Funktionalität.
²⁾ Für Sonderbauformen bitte Rücksprache mit Technischem Kundenservice.
³⁾ Nur bei Wireless-Funktionalität.
⁴⁾ Lautstärkeregelung über Audio Service App.
⁵⁾ Standard bei Tech Level 16.
- Microsafe: Mikrofonfilter serienmäßig beim Ida BT und Icon mit integriertem Taster.
 Batterie-Verlierschutz und Wechselstift: serienmäßig bei Icon.
 Zugfaden: serienmäßig bei Icon und Ilea, optional bei Ida BT.
Weitere Sonderausstattung auf Anfrage.
Optionen können kostenpflichtig sein.

