

## Auftragsformular für IdO-Hörsysteme order form for in-the-ear hearing systems

Absender/Kundennummer despatcher/client-no.

Technische Beratung Audio Service technical support Audio Service

Ansprechpartner/Hörakustiker contact person/acoustician

Frau Mrs.  Herr Mr.

Rückruf erwünscht recall welcome please call me back

Tel.-Nr. fon-no. \_\_\_\_\_

Angaben zum Kunden client data

Kommission commission

Ohrmulde/Gehörgang auditory canal

- Druckgefährdet/verknorpelt hard boned  
 Weich/nachgiebig soft

Audiogramm audiogram

Bitte generell angeben und komplettes Audiogramm beifügen  
 Mandatory information, please attach complete audiogram

Frequenz in Hz frequency in Hz	250	500	1000	2000	3000	4000
HV in dB rechts hl in dB right						
HV in dB links hl in dB left						
<input type="checkbox"/> First Fit Programmierung ( <input type="checkbox"/> Erstversorgung first treatment)						

Modell/Typ model/type		Zurücksetzen / Reload		Bauform size		Zurücksetzen / Reload		01 Pflichtangaben mandatory					
Seite side	Tech Level Tech Level	Batterie battery	Typ type	Verstärkung (dB) amplification (dB)		DIC	Mini-CIC	CIC	Kleiner Gehörgang mini canal	Gehörgang canal	Halbconcha halfconcha	Concha fullconcha kleine Cymba große Cymba small cymba large cymba	
R L	—	8 12 16	Icon Precise	—	50 —								
R L	3 4 6	8 12 16	Icon	40 50 —	50 55 —								
R L	3 4 6	8 12 16	Sina	40 50 55 65 71	50 55 65								
R L	3 4 6	8 12 16	Vega	50 55 65 71 —	—								
R L	— 4 6	8 12 16	Ida	50 55 65 71 —	—								
R L	—	8 12 16	Ida BT	—	55 65 —								

= Standard-Bauform standard size  
 = abweichende Bauform optional size

Vent in mm Venting (size in mm) Zurücksetzen / Reload Pflichtangaben mandatory

- EquiVent (AEV)  YO-Vent<sup>1)</sup>  D-Vent (ab/from 1,6 mm)  Runder Vent round Vent

	Ohne none	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	Max
Rechts right								
Links left								

ComforVent (AOV) Audiogramm ist zwingend erforderlich! Audiogram is mandatory!

Farben colors

Schale shell  \_\_\_\_\_ Faceplate  \_\_\_\_\_

Oberfläche surface

- Standard: ComforClean  andere Beschichtung other coating

Zusätzliche Schalenoptionen additional shell options

Wachsen waxing  Standard default Option:  x 0,5  x 1  x 2

- Ventstufe ventstep  Gehörgangsende konisch conical end of canal  Zugfaden extraction cord  
 Zusatzlaserung optional engraving \_\_\_\_\_

Sonderwünsche notes

Gehörgangslänge length of canal



- Lang long (Standard bei/at Icon, Sina)  
 Mittel middle (Standard bei/at Vega, Ida)  
 Kurz short

Maximal nutzbare Länge max. usable length

Technische Optionen/Ausstattung

technical options/equipment

- Wireless (außer Icon Precise, TL 3, 71 dB, Bauform wird größer)  
 (except Icon Precise, TL 3, 71 dB, system gets bigger)

Garantieverlängerung warranty extension

(zur Standardgarantie für IdO-Hörsysteme)  
 (additional to standard warranty for in-the-ear hearing systems)

- + 12 Monate months  + 24 Monate months  
 + 36 Monate months  + 48 Monate months

Datum date

Unterschrift signature

Sonderanfertigungen auf Anfrage. Optionen können kostenpflichtig sein. Special design on demand. Options may include additional costs.  
<sup>1)</sup> Bitte Größe für Ventbohrung angeben. Please specify size for venting.