



## DIE KOMFORTABLE HÖRLÖSUNG

Hören ist individuell. Gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker wählen Sie die für Ihre persönlichen Anforderungen passende Hörlösung aus. Bei einem unverbindlichen Probetragen können Sie das quiX-Hörsystem erleben.

**Wenden Sie sich einfach an Ihren Hörakustiker. Er unterstützt und berät Sie gerne.**

Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die AS AUDIO-SERVICE GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

## MODELL-AUSWAHL

### FÜR DEN INDIVIDUELLEN BEDARF

Die **verschiedenen Modelle** und die **ausgefeilte Technik** unserer Hörsysteme bieten alle Voraussetzungen für **gutes Hören**. Das Power-Modell Volta quiX P C bietet Ihnen viel Verstärkung sowie einen Taster zur einfachen manuellen Bedienung. Bei der Auswahl und der Anpassung ist Ihr Hörakustiker der qualifizierte Ansprechpartner.

Lesen Sie hier, welche technologischen Leistungen mit quiX-Hörsystemen von Audio Service verbunden sind und welche vielfältigen Möglichkeiten sie Ihnen bieten.



Weitere Informationen finden Sie unter [www.audioservice.com](http://www.audioservice.com)

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany  
[www.audioservice.com](http://www.audioservice.com)

# UNAUFFÄLLIG. FLEXIBEL. AUTOMATISCH.

## quiX-HÖRSYSTEME VON AUDIO SERVICE

## IHRE PERSÖNLICHE HÖRLÖSUNG

### quiX-HÖRSYSTEME VON AUDIO SERVICE

Sie wollen wieder gut hören und mitten im Leben stehen? Die unauffälligen **quiX-Hörsysteme** von **Audio Service** begleiten Sie dabei und unterstützen Sie zuverlässig in allen Situationen.

Das sind ausgezeichnete Voraussetzungen, um die Welt des Hörens wieder sicher, selbstbewusst und nachhaltig zu genießen.

Mit Audio Service Hörsystemen verwirklichen Sie Ihre **persönliche Hörlösung**, die Sie sich wünschen. Eine Vielzahl von Faktoren spielt dabei eine Rolle.


- **Wo genau liegen Ihre Hördefizite?**
- **Wo und wann möchten Sie gut hören?**
- **Wie wichtig ist Ihnen Unauffälligkeit in Bezug auf Ihre Hörsysteme?**

Art.-Nr. 105 36 813 / 10.2016 / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

 **Audio Service**



Mit Smart Connect von Audio Service modernes Infotainment nutzen



## quiX

### DIE ALTERNATIVE ZUM RIC-HÖRSYSTEM

quiX-Hörsysteme werden direkt im Gehörgang getragen und sind so nahezu unsichtbar. Die kleine Schale mit austauschbarem Standard-Ohrpasstück bietet eine enorme Flexibilität und lässt ein sofortiges Ausprobieren zu. Erleben Sie das unmittelbare Hörerlebnis!

Durch ihren Sitz im Ohr nutzen die Hörsysteme die natürliche Funktion der Ohrmuschel, die das gewohnte Klangbild jedes Menschen maßgeblich beeinflusst. Sie nimmt den Schall aus allen Richtungen auf, verstärkt und bündelt ihn und leitet ihn zum Trommelfell weiter.

Für optimalen Sitz im Ohr haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Standard-Ohrpasstücken, die in unterschiedlichen Größen und Ausführungen zur Verfügung stehen.



## AUSSTATTUNGSVARIANTEN

### FÜR INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE

Das kleine Gehäuse des quiX-Hörsystems beinhaltet die gesamte Technik.

quiX-Hörsysteme gibt es in vier abgestuften Ausstattungsvarianten – vom Einstiegshörsystem bis zur innovativen „State-of-the-Art“-Technologie. In jeder Ausstattungsvariante sind verschiedene Produkteigenschaften gebündelt.

Alle quiX-Modelle lassen sich **komfortabel tragen**, da sie sich entweder automatisch auf Ihre jeweilige Hörsituation einstellen oder manuell eingestellt werden können. Hierfür stehen Ihnen verschiedene Fernbedienungen und Smartphone-Apps zur Verfügung.

Eigens von Audio Service entwickelte **Filter** schützen die empfindlichen Mikrofone und Lautsprecher, um Verschmutzungen der filigranen Technik im Inneren der Hörsysteme zu verhindern.

## INNOVATIVE TECHNIK

### AUF KLEINSTEM RAUM

Die technische Ausstattung der quiX-Hörsysteme bietet vielfältige Möglichkeiten, sie an Ihre individuellen Lebensgewohnheiten anzupassen.

Die Hörsysteme werden für Ihren persönlichen Hörverlust eingestellt. Dabei werden tiefe Töne in der Regel anders als hohe verstärkt. Oft werden auch laute und leise Töne unterschiedlich verarbeitet. Nur so entspricht der Klang den individuellen Bedürfnissen, er ist angenehm und natürlich.

Ferner werden Störgeräusche effektiv unterdrückt. Dies sorgt für unbeschwertem Hörerlebnis. Die neueste Technikgeneration G4 bietet zusätzlich neue Programme, die die Hervorhebung von Sprache weiter optimieren sowie die besonderen Anforderungen beim Musikhören und beim Hören in halligen Räumen berücksichtigen.

## ZUBEHÖR-VIELFALT

### ZUBEHÖR FÜR MEHR KOMFORT

Die quiX-Hörsysteme der neuesten Technologie G4 verfügen über eine **Wireless-Funktionalität**. So können Sie Ihre Hörsysteme über die multifunktionale Fernbedienung **Smart Connect** mit verschiedenen Audiogeräten und mobilen Endgeräten vernetzen. Die Audiosignale werden in exzellenter Sprach- und Klangqualität direkt an Ihre Hörsysteme übertragen, ganz ohne Kabel und in Stereoqualität.

Für die komfortable Bedienung der quiX-Hörsysteme stehen optional verschiedene Fernbedienungen zur Wahl. Mit ihnen können bequem Hörprogramme und Lautstärke eingestellt werden, auch über App mit dem Smartphone.

Smart Connect App  
und Smart Remote App jetzt  
kostenlos downloaden

