



## SMART LI-ION POWER

### POWER RUND UM DIE UHR

Mit der neuen Lithium-Ionen-Akkutechnologie des Sun Li-Ion G4 gehört der Batteriewechsel der Vergangenheit an. Die Hörsysteme werden mittels der passenden Akkuladestation induktiv geladen. Vollständig aufgeladen beträgt die Betriebsdauer der Hörsysteme bis zu 24 Stunden bei unbegrenztem Streaming. Für einen kompletten Ladevorgang werden nur 4 Stunden benötigt. Eine nur 30-minütige Ladezeit erlaubt schon eine Nutzungsdauer von 7 Stunden.

Die Sun Li-Ion G4 Hörsysteme schalten sich in der Ladestation automatisch aus und beim Herausnehmen wieder an. Beim Einlegen der Hörsysteme startet zusätzlich eine Trocknungsfunktion.

Die Stromversorgung der Ladestation erfolgt über ein Standard-Netzteil mit Micro-USB-Anschluss, dadurch ist sie mit jeder Standard-Powerbank kompatibel.

## DIE HÖRLÖSUNG FÜR DEN INDIVIDUELLEN BEDARF

Hören ist individuell. Dafür bietet **Audio Service** ein umfangreiches Sortiment an **RIC-Hörsystemen**. Aus dieser vielfältigen Produktpalette wählt Ihr Hörakustiker mit Ihnen die perfekte Hörlösung für Ihre persönlichen Hörbedürfnisse aus. Bei einem unverbindlichen Probetragen können Sie das ausgewählte Hörsystem erleben.

**Wenden Sie sich einfach an Ihren Hörakustiker. Er unterstützt und berät Sie gerne.**

Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die AS AUDIO-SERVICE GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany  
[www.audioservice.com](http://www.audioservice.com)

# KOMFORTABEL. INTELLIGENT. FLEXIBEL.

## SUN-LI-ION-HÖRSYSTEME VON AUDIO SERVICE



Art.-Nr. 105 35 409 / 05.2017 / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

 **Audio Service**



## RIC-HÖRSYSTEME

### EINEN SCHRITT WEITERGEDACHT

Sun Li-Ion G4 Hörsysteme sind RIC-Hörsysteme, bei denen der Hörer direkt im Ohr vor dem Trommelfell und das Hörsystem hinter der Ohrmuschel sitzt. Feine Kabel, die durch den Schlauch geführt werden, verbinden das Gehäuse mit dem Hörer. So wird das Gehörte direkt an das Trommelfell weitergegeben. Zusammen mit der neuesten Hörsystem-Technik sorgt dies für hervorragenden Klang in jeder Situation.



Individuelle Ohrpasstücke, die den Hörer im Gehörgang halten, gewährleisten optimalen Tragekomfort, Standard-Ohrpasstücke sorgen für den schnellen Einstieg in die Hörsystem-Versorgung.

## HÖRGENUSS VOM FEINSTEN


### PERFEKT ABGESTIMMTE TECHNIK

Die Sun Li-Ion G4 Hörsysteme stehen für neueste Technik und bieten vielfältige Möglichkeiten der Anpassung an Ihre individuellen Lebensgewohnheiten.

Sprache und Klang werden automatisch optimiert, Störgeräusche effektiv unterdrückt. Dies sorgt für Hörerlebnis auch in den anspruchsvollsten Situationen. Die G4-Technologie bietet ausgeklügelte Möglichkeiten für die besonderen Anforderungen beim Musikhören, Telefonieren und Hören in halligen Räumen.

Die Hörsysteme ermöglichen Ihnen außerdem, sich komfortabel auf einen Gesprächspartner oder Redner zu fokussieren. Innovative Funktionen sorgen dafür, dass der dominante Sprecher erkannt und akustisch hervorgehoben wird. Davon profitieren Sie in den unterschiedlichsten Alltagssituationen, wie Unterhaltungen im großen Kreis, Restaurantbesuchen – kurz in allen belebten Umgebungen.

Mit Smart Connect von Audio Service modernes Infotainment nutzen



## SIE HABEN DIE WAHL

### ZUBEHÖR FÜR NOCH MEHR KOMFORT

Die Sun Li-Ion G4 Hörsysteme verfügen über eine Wireless-Funktionalität. So können Sie Ihre Hörsysteme über die multifunktionale Fernbedienung Smart Connect mit verschiedenen Audiogeräten und mobilen Endgeräten vernetzen. Die Audiosignale werden in exzellenter Sprach- und Klangqualität direkt an Ihre Hörsysteme übertragen, ganz ohne Kabel und in Stereo-Qualität.

Für die komfortable Bedienung Ihrer Hörsysteme stehen optional verschiedene Fernbedienungen zur Wahl. Mit ihnen können bequem Hörprogramme und Lautstärke eingestellt werden, auch über App mit dem Smartphone.

**Smart Connect App**  
und **Smart Remote App** jetzt  
kostenlos downloaden

