



# Übersicht IdO Hörsysteme und Zubehör

Stand Oktober 2018



**Icon Precise**

**Icon**

**Sina**

**Ida BT**

Bauform: DIC

Bauform: Mini-CIC

Bauform: CIC

Bauform: Gehörgang

Batteriegröße 10

Batteriegröße 10

Batteriegröße 10

Batteriegröße 312

Mit Taster

Mit Taster und Multi-  
mikrofonsystem AudioTronic

**Ausstattung**

**Tech Level**

Tech Level	Icon Precise		Icon		Sina		Ida BT		Ausstattung									
	Produkt	Verstärkung in dB	Produkt	Verstärkung in dB	Produkt	Verstärkung in dB	Produkt	Verstärkung in dB	Programmwahl	Lautstärke	Wireless-Funktionalität	Fernbedienung Smart Key	Smart Mic	Smart Transmitter 2,4	CROS quiX G5*	CROS RIC G5	Smart Direct App	Smart Remote App
16	Icon 16 G5 Precise	50							□	□	-	○	-	-	-	-	-	○
			Icon 16 G5	50					□	□	○	○	-	-	○	-	-	○
			Icon 16 G5	55					□	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 16 G5	50			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 16 G5	55			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 16 G5	65			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
							Ida BT 16 G5	55	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○
							Ida BT 16 G5	65	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○
12	Icon 12 G5 Precise	50							□	□	-	○	-	-	-	-	-	○
			Icon 12 G5	50					□	□	○	○	-	-	○	-	-	○
			Icon 12 G5	55					□	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 12 G5	50			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 12 G5	55			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 12 G5	65			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
							Ida BT 12 G5	55	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○
							Ida BT 12 G5	65	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○
8	Icon 8 G5 Precise	50							□	□	-	○	-	-	-	-	-	○
			Icon 8 G5	50					□	□	○	○	-	-	○	-	-	○
			Icon 8 G5	55					□	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 8 G5	50			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 8 G5	55			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
					Sina 8 G5	65			●	□	○	○	-	-	○	-	-	○
							Ida BT 8 G5	55	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○
							Ida BT 8 G5	65	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○

**Erläuterungen**

● Serienausstattung ○ Optional erhältlich □ Über optionales Zubehör möglich ■ Über optionales Zubehör möglich, Serienausstattung bei Ida \* Nur für IdOs mit Wireless-Funktionalität



Icon DIC	Icon Mini-CIC	Sina	Vega	Ida
Bauform: DIC	Bauform: Mini-CIC	Bauform: CIC	Bauform: Gehörgang	Bauform: Gehörgang
Batteriegröße 10	Batteriegröße 10	Batteriegröße 10	Batteriegröße 312	Batteriegröße 312
	Mit Taster	Mit Taster	Mit Taster	Mit Wippschalter und Multi- mikrofonssystem AudioTronic

**Ausstattung**

Tech Level	Icon DIC		Icon Mini-CIC		Sina		Vega		Ida		Programmwahl	Lautstärke	Wireless-Funktionalität	Fernbedienung Smart Key	Fernbedienung Smart Remote*	Smart Transmitter	Smart Remote App	Smart Connect*/Smart Connect App	
	Produkt	Verstärkung in dB	Produkt	Verstärkung in dB	Produkt	Verstärkung in dB	Produkt	Verstärkung in dB	Produkt	Verstärkung in dB									
16	Icon 16 G4	40									□	□	-	○	-	-	○	-	
	Icon 16 G4	50									□	□	-	○	-	-	○	-	
			Icon 16 G4	40	Sina 16 G4	40	Vega 16 G4	50/55	Ida 16 G4	50/55	●	■	○	○	○	○	○	○	
			Icon 16 G4	50	Sina 16 G4	50					●	□	○	○	○	○	○	○	○
					Sina 16 G4	55					●	□	○	○	○	○	○	○	○
					Sina 16 G4	65	Vega 16 G4	65	Ida 16 G4	65	●	■	○	○	○	○	○	○	○
				Sina 16 G4	71	Vega 16 G4	71	Ida 16 G4	71	●	■	-	○	-	-	○	-		
12	Icon 12 G4	40									□	□	-	○	-	-	○	-	
	Icon 12 G4	50									□	□	-	○	-	-	○	-	
			Icon 12 G4	40	Sina 12 G4	40	Vega 12 G4	50/55	Ida 12 G4	50/55	●	■	○	○	○	○	○	○	
			Icon 12 G4	50	Sina 12 G4	50					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 12 G4	55					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 12 G4	65	Vega 12 G4	65	Ida 12 G4	65	●	■	○	○	○	○	○	○	
				Sina 12 G4	71	Vega 12 G4	71	Ida 12 G4	71	●	■	-	○	-	-	○	-		
8	Icon 8 G4	40									□	□	-	○	-	-	○	-	
	Icon 8 G4	50									□	□	-	○	-	-	○	-	
			Icon 8 G4	40	Sina 8 G4	40	Vega 8 G4	50/55	Ida 8 G4	50/55	●	■	○	○	○	○	○	○	
			Icon 8 G4	50	Sina 8 G4	50					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 8 G4	55					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 8 G4	65	Vega 8 G4	65	Ida 8 G4	65	●	■	○	○	○	○	○	○	
				Sina 8 G4	71	Vega 8 G4	71	Ida 8 G4	71	●	■	-	○	-	-	○	-		
6			Icon 6 G4	40	Sina 6 G4	40	Vega 6 G4	50/55	Ida 6 G4	50/55	●	■	○	○	○	○	○	○	
			Icon 6 G4	50	Sina 6 G4	50					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 6 G4	55					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 6 G4	65	Vega 6 G4	65	Ida 6 G4	65	●	■	○	○	○	○	○	○	
					Sina 6 G4	71	Vega 6 G4	71	Ida 6 G4	71	●	■	-	○	-	-	○	-	
											●	■	-	○	-	-	○	-	
4			Icon 4 G4	40	Sina 4 G4	40	Vega 4 G4	50/55	Ida 4 G4	50/55	●	■	○	○	○	○	○	○	
			Icon 4 G4	50	Sina 4 G4	50					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 4 G4	55					●	□	○	○	○	○	○	○	
					Sina 4 G4	65	Vega 4 G4	65	Ida 4 G4	65	●	■	○	○	○	○	○	○	
					Sina 4 G4	71	Vega 4 G4	71	Ida 4 G4	71	●	■	-	○	-	-	○	-	
											●	■	-	○	-	-	○	-	
3			Icon 3 G4	40	Sina 3 G4	40	Vega 3 G4	50/55			●	□	-	○	-	-	○	-	
			Icon 3 G4	50	Sina 3 G4	50					●	□	-	○	-	-	○	-	
					Sina 3 G4	55					●	□	-	○	-	-	○	-	
					Sina 3 G4	65	Vega 3 G4	65			●	□	-	○	-	-	○	-	
					Sina 3 G4	71	Vega 3 G4	71			●	□	-	○	-	-	○	-	
											●	□	-	○	-	-	○	-	

**AS AUDIO-SERVICE GmbH**  
Alter Postweg 190  
32584 Löhne – Germany

Fon +49 5732 6878-4800  
Fax +49 5732 6878-4890  
info@audioservice.com

[www.audioservice.com](http://www.audioservice.com)  
 [facebook.com/AudioServiceGermany](https://facebook.com/AudioServiceGermany)