

Volta quiX P C

CON PILA 312



 **Audio Service**

CARACTERÍSTICAS

CIC con carcasa estándar
Pequeñas piezas posibles
Auriculares con tecnología de doble cámara

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Compartimento de la pila como conexión y desconexión con protección anti pérdidas
Pulsador para selección de programas
Señales acústicas/melodías dependientes del nivel (puede activarse o desactivarse) para tensión baja de pila, función conexión/desconexión
Retardo de conexión Audiomatic (P) (puede activarse o desactivarse)
Filtro de auricular RIC
Hilo de extracción de carbono para extraer el audífono del oído

OPCIONES

Click Domes (Open, Semi-open, Closed o Double)
Click Sleeves (Open o Closed, S, M o L)
quiX Mould (S, M o L)
➤ Filtro de auricular HF 4 Black

CABLES DE PROGRAMACIÓN Y ADAPTADOR

Cable para interfaz HiPro, derecha	Núm. de art. 029 44 986
Cable para interfaz HiPro, izquierda	Núm. de art. 029 49 994
Cable para interfaz Noah-Link, derecha	Núm. de art. 106 02 843
Cable para interfaz Noah-Link, izquierda	Núm. de art. 106 02 842
Adaptador de programación Flex-Connect	Núm. de art. 105 43 510


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

8 canales de procesamiento de la señal / 4 canales de frecuencia
4 canales AGC / 4 canales MPO
1-4 programas auditivos
Data Logging

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

Sistema Anti-Feedback
Control del ruido de fondo
➤ Reducción adaptativa del ruido de fondo (conexión/desconexión)
TRC S

RANGO DE ADAPTACIÓN



P = Patente

Más información en www.audioservice.com

Volta quiX P C

Ganancia 55 dB



 **Audio Service**



SALIDA MÁXIMA

Entrada: 90 dB SPL



GANANCIA MÁXIMA

Entrada: 50 dB SPL

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾



IEC 60118-0²⁾



INFORMACIÓN TÉCNICA

SALIDA MÁXIMA

Valor pico a 90 dB	116 dB	127 dB
1.600 Hz (RTF)	110 dB	119 dB
Promedio en frecuencias altas	112 dB	117 dB

GANANCIA MÁXIMA

Valor pico a 50 dB	55 dB	65 dB
1.600 Hz (RTF)	46 dB	55 dB
Promedio en frecuencias altas	49 dB	53 dB
Ganancia de comprobación de referencia	35 dB	48 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de pila	312	312
Vida útil de pila en horas	112	112
Rango de frecuencias	100 – 8.100 Hz	120 – 8.100 Hz
Corriente de la pila	1,00 mA	1,00 mA
Nivel de ruido equivalente	21 dB	22 dB
Distorsión		
500 Hz	2%	3%
800 Hz	2%	4%
1.600 Hz	1%	5%

¹⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc

²⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído



ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.

Para verificar rango de controles y otras características de programación véase Simulación de Instrumentos Auditivos en Connexx 8.2 y AudioFit 8.2 o versiones posteriores.