

Volta quiX P C

AVEC PILE 312



 **Audio Service**

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

CIC avec coque standard
Les composants les plus petits possibles
Écouteur à technologie double chambre

ÉQUIPEMENT DE BASE

Compartiment à piles servant d'interrupteur Marche/Arrêt
Sélecteur de programme
Signaux sonores/mélodies dépendants du niveau sonore (activables/désactivables) pour signaler une tension faible de la pile, fonction d'activation/de désactivation
Délai de démarrage Audiomatic (B) (activable/désactivable)
RIC-Filtre d'écouteur
Fil de traction d'extraction de l'oreille en carbone

OPTIONS

Click Domes (Open, Semi-open, Closed ou Double)
Click Sleeves (Open ou Closed, S, M ou L)
quiX Mould (S, M ou L)
➤ Filtre d'écouteur HF 4 Black

CÂBLES DE PROGRAMMATION ET ADAPTATEUR

Câble de für HiPro Interface, droite	N° d'art. 029 44 986
Câble de HiPro Interface, gauche	N° d'art. 029 44 994
Câble de Noah-Link Interface, droite	N° d'art. 106 02 843
Câble de Noah-Link Interface, gauche	N° d'art. 106 02 842
Flex-Connect Adaptateur de programmation	N° d'art. 105 43 510


ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

8 canaux de traitement des signaux / 4 canaux de fréquence
4 canaux AGC / 4 canaux MPO
1-4 programmes auditifs
Data Logging

TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-Larsen
Gestion de bruit
➤ Réduction adaptative des bruits de fond (Marche/Arrêt)
TRC S

PLAGE D'ADAPTATION



B = Brevet

Pour plus d'informations sur les différentes fonctions, consultez notre site Web www.audioservice.com

Volta quiX P C

Gain 55 dB



 **Audio Service**



NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

Entrée = 90 dB



GAIN MAXIMUM

Entrée = 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾



IEC 60118-0²⁾



INFORMATIONS TECHNIQUES

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

En crête entrée 90 dB	116 dB	127 dB
1 600 Hz (RTF)	110 dB	119 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	112 dB	117 dB

GAIN MAXIMUM

En crête entrée 50 dB	55 dB	65 dB
1 600 Hz (RTF)	46 dB	55 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	49 dB	53 dB
Gain de référence	35 dB	48 dB

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Type de pile	312	312
Durée de vie de la pile in heures	112	112
Bande passante	100 – 8 100 Hz	120 – 8 100 Hz
Consommation électrique de la pile (consommation électrique)	1,00 mA	1,00 mA
Niveau de bruit équivalent	21 dB	22 dB
Distorsion		
500 Hz	2%	3%
800 Hz	2%	4%
1 600 Hz	1%	5%

¹⁾Mesures techniques faites avec coupleur 2 cc - IEC 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

²⁾Mesures techniques faites en simulateur d'oreille - IEC 60118-0



AVERTISSEMENT Risque d'étouffement lié aux petites pièces.

Cet appareil ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les handicapés mentaux.

Les plages de réglage et autres possibilités de programmation figurent dans la simulation des systèmes auditifs sous Connexx 8.2, AudioFit 8.2 ou version supérieure.

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany
info@audioservice.com · www.audioservice.com